



Ringiovanimento dello sguardo

Oggi è possibile correggere il rilassamento cutaneo e rimuovere piccole neoformazioni cutanee senza chirurgia

RICHIEDI IN QUESTO STUDIO MEDICO IL TUO TRATTAMENTO PERSONALIZZATO

MEDINOVÀ

V.le Capodimonte, 16
80136 Napoli | Italy
+39 081 770 73 27
+39 081 770 31 98
info@medinovasrl.com


DTA
MEDICAL

V.le Coni Zugna, 71
20144 Milano | Italy
+39 02 8392552 r.a.
info@dtamedical.it

www.dtamedical.it

MAKELAB



SCOPRI la piccola chirurgia *senza bisturi*

E.A.S.T.HP®

E.A.S.T. Electrical Arc Sublimation Therapy

CHE COS'È ?

Fino a qualche anno fa, la soluzione a numerosi inestetismi cutanei era la chirurgia plastica. Non sempre i pazienti sono disposti a sottoporsi ad interventi di questo tipo, per questo motivo DTA Medical ha progettato **E.A.S.T.**, un **micro radio bisturi a sublimazione dermica con arco voltaico, che niente ha a che vedere con il bisturi tradizionale**, ad utilizzo esclusivo del medico professionista.

L'E.A.S.T. consiste in una **"penna" a punta sottilissima**, non collegata ad una rete elettrica, in grado di ottenere, grazie ad una tecnica precisa, delicata e sicura, la **sublimazione dermica** (o "vaporizzazione cutanea per epidermolisi" = passaggio dallo stato solido a quello gassoso di superfici di 1 mm² di pelle), interagendo esclusivamente con i tessuti superficiali.

PER COSA SI UTILIZZA?

E.A.S.T. si utilizza soprattutto nella **zona intorno agli occhi, per ridurre le palpebre cadenti inferiori o superiori (ptosi palpebrali di media e lieve entità), eliminare borse, occhiaie e rughe (zampe di gallina)**, ma i campi di applicazione sono molteplici:

- Blefaroplastica non chirurgica
- Rughe periorbitali
- Correzioni delle ptosi palpebrali di media e lieve entità
- Asportazione Verruche, nevi, cheloidi, fibromi, xantelasmi, discheratosi
- Iperchromie cutanee
- Trattamento acne, cicatrici post acneiche e non
- Rimozione angiomi rubino
- Trattamento delle strie distense periombelicali (smagliature)
- Soft Lifting della cute in eccesso
- Lifting del viso e del corpo
- Onfalolifting (lifting regione ombelicale)
- Rimozione angiomi rubino

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO TRATTAMENTO

COME SI SVOLGE UNA SEDUTA?

In ambulatorio si praticano delle micro sublimazioni sulla zona interessata: il calore sviluppato elimina i corneociti superficiali, senza coinvolgere minimamente i tessuti sottostanti. Per questo è praticabile anche sulle palpebre, inferiore e superiore. Questo processo provoca una contrazione del primo strato di cute, riducendo così la pelle in eccesso. Il paziente avrà delle piccolissime croste nella zona trattata, destinate a scomparire nel giro di un paio di giorni.

QUANTO DURA?

Il trattamento non necessita di anestesia e il numero di sedute varia secondo l'inestetismo da eliminare (macchie cutanee, verruche e angiomi si risolvono in una sola seduta, per una blefaroplastica non chirurgica possono essere necessarie da 1 a 3 sedute).

E.A.S.T. è uno **strumento sicuro e confortevole** grazie alla moderna tecnologia offerta da **Dta Medical**.

E.A.S.T. HP[®]
LA PICCOLA CHIRURGIA SENZA BISTURI

Strumento pratico e maneggevole di nuova concezione, senza fili, da affiancare ai trattamenti eseguiti con altri dispositivi presenti negli studi specialistici in Dermatologia, Chirurgia Plastica e Medicina Estetica.

