

# 09 MEDINOVÀ

AZIENDA  
E MACCHINE  
CERTIFICATE

La più recente e  
miglior esperienza  
nel rimodellamento  
tridimensionale.

LA PIÙ INNOVATIVA ED  
EVOLUTA TECNOLOGIA PER  
LA TONIFICAZIONE MUSCOLARE.




biotec italia  
Medical

medisculpt

biotec italia

# medisculpt

L'energia elettromagnetica che induce contrazioni muscolari altrimenti non ripetibili con movimenti volontari.



## POTENZA UP TO DATE

Le piattaforme Biotec Italia introducono una nuova concezione legata alle performance.

Struttura hardware e software di ultima generazione, progettati dai ricercatori **R&D BIOTEC ITALIA**, pensati per poter essere aggiornati, consentendo di eliminare definitivamente l'obsolescenza della tecnologia.

Massima potenza ed efficacia, sempre a tua disposizione.

## LA MODALITÀ SHIFTPULSE PRESERVA DAL FENOMENO DI ASSUEFAZIONE DELLO STIMOLO CONTRATTILE DEL MUSCOLO.

Possibilità di trattare fino a quattro zone diverse nella stessa seduta.

Tempi di trattamento brevi.

Immediata ripresa delle normali attività quotidiane.

Comfort e sicurezza durante il trattamento.

Tecnologia SHIFTPULSE.

Contemporanea tonificazione e riduzione del grasso della zona trattata.

ACE, raffreddamento dinamico degli applicatori a mezzo di liquido.


## Tecnologia Fit4® incomparabile velocità di trattamento.

MEDISCULPT include la tecnologia Fit4® che consente di trattare fino a 4 zone del corpo contemporaneamente, riducendo il numero di applicazioni.

### SHIFTPULSE®


Variazione automatica dell'impulso elettromagnetico.

Ogni singolo programma emette impulsi con segnali, frequenze e parametri di stimolazione diversi. Il muscolo è così sottoposto attraverso diverse fasi di stimolazione contrattile, producendo il massimo reclutamento muscolare ed evitando l'assuefazione.



### APPLICATORE ERGONOMICO E VERSATILE

È possibile scegliere tra 2 misure di applicatori per adattarsi a fasce muscolari di diversa dimensione. L'ergonomia del manipolo in puro materiale ABS garantisce l'accoppiamento ottimale con la pelle ed un elevato livello di isolamento termico.



### ACE: MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA NEL MANIPOLO

Gli applicatori MEDISCULPT dalla struttura e forma attentamente studiata per garantire la massima efficienza, consentono di ottenere un campo omogeneo in tutta la loro sezione trasversale ed hanno il vantaggio di essere raffreddati dal fluido che scorre al loro interno, garantendo longevità ed efficienza alla tecnologia.



### OPERATIVITÀ SEMPLICE ED INTUITIVA

MEDISCULPT è dotato di touchscreen a colori con ampio angolo di visione che facilita l'uso del dispositivo. Le informazioni sullo schermo guidano l'utente passo passo attraverso l'intero trattamento. I parametri possono essere facilmente impostati tramite il touchscreen.



## Trofismo muscolare e riduzione del grasso.

Recenti studi suggeriscono che il campo elettromagnetico focalizzato ad alta intensità contemporaneamente al trofismo muscolare è in grado di ridurre il grasso sottocutaneo.

Gli studi condotti hanno evidenziato che gli effetti sul tessuto sottocutaneo derivano da processi apoptotici e biochimici. Nella valutazione istologica, è stato osservato un aumento statisticamente significativo nel numero di nuclei apoptotici nel tessuto adiposo dopo anche un singolo trattamento.



**MEDISCULPT**

La soluzione più efficace per trattare più zone contemporaneamente.

# L'applicatore MEDISCULPT, Ergonomia, Design, Tecnologia, Affidabilità.

## ERGONOMICO E MANEGGEVOLE

Comoda presa dell'applicatore permette un rapido posizionamento ed ancoraggio sulla zona da trattare.

## PRECISIONE E SICUREZZA

Gli applicatori, dalla struttura e forma, attentamente studiata, consentono di ottenere un campo omogeneo in tutta la loro sezione trasversale.

## IMPULSI ELETTRICI SEQUENZIATI

Gli impulsi elettrici emessi dall'applicatore agiscono in sequenza e sono in grado di creare un particolare effetto contrattile tridimensionale sulla massa muscolare.



## REFLEX, CAMPO ELETTROMAGNETICO FOCALIZZATO

La tecnologia Reflex presente nell'applicatore, sviluppa sino a 2,5T di potenza, creando polarizzazione e depolarizzazione del muscolo interessato, favorendo lo stimolo contrattile nel 100% della massa muscolare.

## Risultati clinici sorprendenti.

### INDICAZIONI D'USO PER TRATTAMENTO MEDICO

- Trattamento di spasmi e riabilitazione muscolare.
- Prevenzione o ritardo dell'atrofia da disuso.
- Miglioramento della circolazione sanguigna locale.
- Riduzione del dolore nelle malattie reumatiche.
- Stimolazione post-chirurgica dei muscoli del polpaccio per prevenire trombosi venose e ulcere venose.

### INDICAZIONI D'USO PER TRATTAMENTO ESTETICO

- Riduzione del pannicolo adiposo.
- Tonificazione muscolare.



Prima

30 giorni dopo 6 sessioni



Prima

60 giorni dopo 4 sessioni

biotec Italia

# medisculpt

MEDISCULPT contrazione muscolare sovramassimale che contribuisce a ridurre gli accumuli di grasso.

- Tecnologia **Fit4**<sup>®</sup>
- Shiftpulse<sup>®</sup>
- Tecnologia Reflex
- Impostazioni Semplificate
- Applicatori Ergonomici
- Tecnologia Trasportabile



GUARDA  
IL VIDEO  
TUTORIAL



Il design reale della macchina potrebbe leggermente differire dall'immagine presentata, mantenendo comunque invariate le funzionalità descritte.

# medisculpt

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	240 VAC - 50/60Hz
POTENZA MASSIMA	1500V
FUSIBILI	2 X F4 250V
CLASSE DI SICUREZZA E TIPO DI PARTE APPLICATA	I BF
DIMENSIONI [L X P X A]	450x500x420mm
PESO	42Kg

## CAMPO MAGNETICO

DENSITÀ DI POTENZA MASSIMA APPLICATORE MEDIUM	0.5 - 1.8 T
DENSITÀ DI POTENZA MASSIMA APPLICATORE LARGE	0.7 - 2.5 T
DURATA DI IMPULSO	280 µs

## UNA COMPANY SOLIDA

Biotec Italia dal 1993 coniuga un know-how fortemente tecnologico a una forte vocazione scientifica e ad una naturale predisposizione per la generazione del benessere estetico. Ideare, produrre e commercializzare dispositivi tecnologici per il settore medico estetico e prodotti afferenti la cosmesi si alto profilo, è per Biotec Italia una vera missione. Con sede a Dueville (VI) e a Londra, Biotec Italia si posiziona nel panorama mondiale, tra i main player di settore.

## 100% MADE IN ITALY

L'intero processo produttivo, dal progetto all'assemblaggio fino ai test di qualità, è assolutamente italiano. Alla garanzia di eccellenza tecnologica, Biotec Italia affianca la puntualità e la competenza del servizio post vendita, la professionalità degli specialist della Biotec Italia Academy in campo scientifico e l'efficacia inconfutabile della preparazione in campo marketing e vendite dei propri clienti.

## DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE

Dall'ideazione alla progettazione, sino ad arrivare alla produzione e al post vendita. Un brillante reparto R&D, una innovativa camera Anecoica per i test ed efficienti stabilimenti di produzione e logistica, sono fondamentali per lo sviluppo del cuore dell'attività: la ricerca, l'innovazione e l'applicazione, tutto gestito e controllato dal gruppo nella sede italiana di Dueville (VI).

## CERTIFICAZIONI E GARANZIE

Biotec Italia ha conseguito il doppio riconoscimento di certificazione: sia l'autorevole ISO 9001, a garanzia dell'assoluta conformità aziendale relativa alle rigorose normative vigenti in Italia, sia la marchiatura "CE" a confermare l'efficienza tecnologica dei propri macchinari. Le altissime performance e i risultati, dunque, sono rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza europea.



biotec italia  
Medical

**BIOTEC ITALIA S.R.L.**  
ITALY\_36031 DUEVILLE (VICENZA)  
VIALE DELLA REPUBBLICA 20  
T +39 0444 59 16 83  
F +39 0444 36 10 32

W [BIOTECITALIA.COM](http://BIOTECITALIA.COM)  
E [INFO@BIOTECITALIA.COM](mailto:INFO@BIOTECITALIA.COM)

▶ [i](#) [n](#) [f](#) [in](#)

**MEDINOVÀ**  
> medicina estetica

via Antiniana, 21 | 80078 Pozzuoli | NA (Italy)  
tel. +39 081 770 73 27 / +39 081 770 31 98 | fax +39 081 546 32 99  
[info@medinovasrl.com](mailto:info@medinovasrl.com) / [www.medinovasrl.com](http://www.medinovasrl.com)



ISO 13485  
BUREAU VERITAS  
Certification



CE 1370

BIOTEC ITALIA  
MEDICAL  
E UNA  
DIVISIONE DI  
biotec italia