



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

Via Tiziano, 9 | 20841 Carate Brianza (MB) | Italia
Tel. +39 0362.902185 r.a. | Fax +39 0362.903306
info@meccanotticamazza.it | www.meccanotticamazza.it




victorycommunication.it

TAVOLI | TABLES




CODE 40.045.00

CON COLONNA
CENTRALE
O LATERALE
WITH CENTRAL
OR LATERAL
COLUMN





CODE 40.050.00

CON COLONNA
CENTRALE
O LATERALE
WITH CENTRAL
OR LATERAL
COLUMN




CODE 40.055.00



CODE 40.060.00

SUPPORTO SNODATO
MONITOR PC OPZIONALE
ARTICULATED PC MONITOR
SUPPORT OPTIONAL


KIT PC
OPZIONALE
PC SUPPORT
OPTIONAL



CODE 40.070.00

SUPPORTO SNODATO
MONITOR PC OPZIONALE
ARTICULATED PC MONITOR
SUPPORT OPTIONAL

KIT PC
OPZIONALE
PC SUPPORT
OPTIONAL



CODE 40.045.00	Tavolo monopiano 700 x 450 mm a sollevamento elettrico** <i>Mono-plane table 700 x 450 mm - electric elevation**</i>
CODE 40.050.00	Tavolo a sollevamento elettrico con piano 900 x 450 mm** <i>Electric elevation table with top 900 x 450 mm**</i>
CODE 40.055.00	Tavolo a sollevamento elettrico con piano gemellare a traslazione manuale <i>Twin table manual sliding movement - electric elevation</i>
CODE 40.060.00	Tavolo a sollevamento elettrico con piano 1200 x 450 mm*** <i>Electric elevation table with top 1200 x 450 mm***</i>
CODE 40.070.00	Tavolo a sollevamento elettrico con doppio motore e piano 1400 x 450 mm*** <i>Electric elevation table with top 1400 x 450 mm - twin motor***</i>

** Colonna centrale o laterale / ** Kit pc opzionale / supporto snodato monitor pc opzionale
Central or lateral column / * Pc support optional / Articulated pc monitor support optional

SCHEMA TECNICA - TECHNICAL DATA	
Tensione di alimentazione - Power supply	230Vac 50Hz (230Vac 60Hz - 100Vac 60Hz)
Assorbimento - Power Consumption	400W
Prese ausiliarie - Auxiliary outputs	230Vac 50 Hz 200W (230Vac 60 Hz - 110Vac 60Hz)
Alimentazione da tavolo* Working table voltage*	3 - 12Vac 230 Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

* Solo per code 40.055.00
* Only for code 40.055.00

CONFORME ALLE DIRETTIVE - COMPLY TO THE DIRECTIVES
Direttiva dispositivi medici 93/42/CE, s.m.i. 2007/47/CE <i>Medical device directive 93/42/CE, s.m.i. 2007/47/CE</i>
Direttiva macchine 2006/42/CE e successive modifiche <i>Medical device directive 2006/42/CE and following modifications</i>
Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e successive modifiche <i>Medical device directive 2006/95/CE and following modifications</i>
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche <i>Medical device directive 2004/108/CE and following modifications</i>

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti.
Meccanottica Mazza si riserva il diritto di apportare modifiche
alla costruzione ed al design.
Meccanottica Mazza reserves the right to modify product
features and product design without notice.

DEP.TAV. REV. 1 FEBBRAIO 2020 | FEBRUARY 2020



CODE 40.045.00



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici